



**Hillrom**<sup>™</sup>

**Welch Allyn**<sup>®</sup>  
**Connex**<sup>®</sup> Spot Monitor

# EN HJÄLP FÖR SMARTARE, SNABBARE OCH MER VÄLGRUNDADE KLINISKA BESLUT

## Det här är Welch Allyn® Connex® Spot Monitor

Den är enkel att använda och har stöd för omfattande patientmonitorering – från rutinmässig insamling av vitala tecken till Early Warning Score-bedömning och intervallövervakning. Monitorn kan också skicka mätvärden till ert journalsystem och därmed ge er omedelbar åtkomst till viktig information – när och där ni behöver den.

## UTFORMAD MED PATIENTSÄKERHET I FOKUS.

1

Anpassade funktioner hjälper vårdpersonal att identifiera och reagera snabbare på tecken på försämring av patienten.

2

Vitala tecken och andra observationer kan skickas direkt till ert journalsystem för att minimera felkällor som kan uppstå vid manuell hantering.

3

Ett brett urval av välkända, kvalitativa fabrikat av tillbehör finns att tillgå.



## Med Connex® Spot Monitor är det lätt att anpassa och standardisera dina arbetsflöden.

Välj bland 6 anpassningsbara Early Warning Score-protokoll (t.ex. MEWS, PEWS, NEWS2).

Användarvänlig med stor färgpekskärm och möjlighet till single sign on.

Med möjlighet att lägga till manuella parametrar som vikt, längd, andningsfrekvens, smärtnivå etc.





Mätning av andningsfrekvens med Masimo® RRp-teknik

Blodtrycksmätning med SureBP®-teknik registrerar mätvärden vid uppumpning på cirka 15 sekunder.

Välj Masimo®, Nellcor® eller Nonin® SpO<sub>2</sub>.

Välj Braun ThermoScan® PRO 6000-örontermometer eller SureTemp Plus, orala/axillära/rektala termometrar.

Flexiport koppling gör det smidigt att byta manschettstorlek. Manschetter finns i alla storlekar för användning på vuxna, barn och neonatala patienter.

## BEDÖMER DU ANDNINGSFREKVENSEN MANUELLT? GÖR DET DIGITALT!

Nu kan du, med Masimos Spo2 teknologi, mäta andningsfrekvens digitalt utan att ändra arbetsflödet. Samla in exakta avläsningar med fingersensorn för att minska manuella felkällor.



## Skydda nätverk och patientdata

Vid integration till sjukhusets IT system säkrar vi dataöverföringen mellan monitor och journalsystem. Vi rättar oss efter era nätverks- och säkerhetsprotokoll för att skydda patientdata och er infrastruktur.

- FIPS-godkänd kryptering av överförda data med enhets- och serverautentisering.
- Digitalt signerade konfigurationsfiler och mjukvarupaket skyddar enheter från obehöriga ändringar.
- Kompatibilitet med single sign on, genom Imprivata, stöder snabba, säkra inloggningar.
- Skärmlåsfunktionen skyddar inaktiva enheter mot obehörig åtkomst.
- Patientdata tas automatiskt bort när de har skickats till journalsystemet.



DOD RMF  APPROVED





# Hillrom™

## TILLBEHÖR

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 7000-APM              | Avancerat stativ med extra batteri   |
| 7000-MWS              | Standard stativ med skrivyta   |
| 7000-MS3              | Enkelt stativ med korg   |
| 7000-GCX              | Vägg stativ  |
| 6000-NC               | Kabel till 'Nurse call'  |
| 7000-916HS            | Streckkodsläsare med hölster   |
| 7000-916HSR           | Streckkodsläsare med hölster (RFID)  |
| BATT22                | Litiumjon batteri CSM enhet  |
| BATT99                | Litiumjon batteri APM stativ   |
| 7000-34               | Slang för blodtryck (dubbel, 1.5m)   |
| 7000-35               | Slang för blodtryck (dubbel, 3.0m)   |
| 7000-33               | Slang för blodtryck - neonatal (3.0m)  |
| Utökad garanti#       | Utökad tillverkargaranti   |
| SmartCare Prevention* | Serviceavtal med förebyggande underhåll  |
| SmartCare Response*   | Serviceavtal med reparationstjänster och låneenheter                           |
| SmartCare Complete*   | Fullserviceavtal med förebyggande underhåll och omfattande reparationstjänster |

# Endast tillgänglig vid försäljningstillfället

\* Tjänsten tillhandahålls hos kunden och/eller på Hillrom EMEA:s servicecenter

\* Endast tillgängligt på utvalda marknader.

Connex Spot Monitor är kompatibel med en mängd rengöringsprodukter, vilket gör det enklare att minska risken för korskontaminering.



## ACCESSORY POWER MANAGEMENT (APM) STATIV

7000-APM

Ett avancerat stativ med extra batteri, skrivyta, LED lampa, tillbehörskorg samt tysta hjul förbättrar ditt arbetsflöde. Det extra batteriet förlänger monitorns driftstid till 17 timmar.

Vill du veta mer? Kontakta din Hillrom-representant idag om du vill ha en demonstration eller besök [hillrom.com/welchallyn](https://www.hillrom.com/welchallyn)

**hillrom.com**

Hill-Rom förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande i design, specifikationer och modeller. Den enda garanti Hill-Rom ger är den uttryckliga skriftliga garantin som ges vid försäljning eller uthyrning av dess produkter.

Connex Spot Monitor är avsedd att användas av kliniker och medicinskt behörig personal för monitorering av vitala tecken hos alla patienter. Medicinteknisk enhet (93/42/EEG): Klass IIa Anmält organ: DQS Medizinprodukte GmbH (CE0297) Tillverkare: Welch Allyn, Inc., 4341 State Street Road, Skaneateles Falls, NY 13153 USA. Representant i Europa: Welch Allyn Limited, Navan Business Park, Dublin Road, Navan, County Meath, Irland. Den här medicintekniska produkten är en reglerad sjukvårdsprodukt som, i enlighet med denna förordning, är försedd med CE-märkning. Welch Allyn rekommenderar att du noggrant läser de detaljerade anvisningarna för säker och korrekt användning som ingår i dokumenten som medföljer de medicintekniska produkterna. Vårdinrättningarnas personal är ansvarig för korrekt användning och underhåll av dessa medicintekniska produkter. Welch Allyn förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande i design, specifikationer och modeller. Den enda garanti Welch Allyn ger är den uttryckliga skriftliga garantin som ges vid försäljning eller uthyrning av dess produkter.

© 2020 Welch Allyn Inc. MED ENSAMRÄTT. APR58101-SV-EMEA-R1 04 MAY 2020 SWEDISH - EMEA