



Hillrom™

Likorall®-taklyftar
200, 242, 250

Likorall[®]-taklyftar

GENOMTÄNKT, ANVÄNDARVÄNLIG DESIGN MED STARKT FOKUS PÅ SÄKERHET.

Likorall-lyftar är kända för allt det här och mycket mer, vilket gör att taklyftssystemet passar för en mängd olika vårdsituationer.

Vi sätter alltid säkerheten först

- Mekanisk eller elektrisk nödsänkning
- Patenterad säkerhetsstrumma som adderar extra säkerhet och garanterar en jämn, kontrollerad sänkning
- Gränslägesbrytaren SSP (Safety Squeeze Protection) skyddar lyftmotorn från mekaniskt slitage och förhindrar att det uppstår personskador på brukare och vårdpersonal
- Rum-till-rum-lösning (R2R) innebär att du kan flytta brukare mellan rum utan sammanhängande skenförbindelse
- På ES-modellen kan du använda handkontrollen till att styra skenväxlar och vridväxlar
- Det takmonterade UltraTwin-lyftssystemet består av två Likorall-lyftmotorer för kombinerad, högre lyftkapacitet
- Safe Working Load (SWL)
 - + Standardmodeller: 200–250 kg, beroende på modell
 - + UltraTwin-modellen: 400–500 kg, beroende på modell



Flytta lyftmotorn

Tack vare Snabbkopplings™-åkvagnen är det enkelt att flytta Likorall-lyftmotor mellan rum.



Laddning i skenan (endast Likorall 250 S IRC)

Lyftenheten laddas konstant längs hela skensystemet och är därför alltid klar för användning.

Tillgängliga modeller

Likorall®-taklyftsmotor 200 | 242 S, S R2R, ES, ES R2R 250 ES, S IRC



	LR200	LR242 S	LR242 S R2R	LR242 ES	LR242 ES R2R	LR250 ES	LR250 S IRC
Maximal lyftkapacitet	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	250 kg	250 kg
Lyftintervall	2050 mm	2050 mm	2050 mm	2050 mm	2050 mm	2050 mm	2050 mm
Lyfthastighet	50 mm/s	50 mm/s	50 mm/s	50 mm/s	50 mm/s	50 mm/s	50 mm/s
Batterityp	Bly/syra-batteri	Bly/syra-batteri	Bly/syra-batteri	Bly/syra-batteri	Bly/syra-batteri	Bly/syra-batteri	Bly/syra-batteri
Snabbkoppling (utan adapter)	X		X		X	X	X
Elektrisk nödsänkning	X	X	X	X	X	X	X
Manuell nödsänkning		X		X			
Elektrisk nödsänkning som kan nås från golvet	X						
Manuell nödsänkning som kan nås från golvet		X		X			
Rum-till-rum			X		X		
Fast koppling (utan adapter)		X		X			
Laddning i skenan (In-Rail Charging)							X
Kompatibel med åkmotor				X		X	
Vikt på motor (kg)	12,5	13	13,2	13	13,2	12,6	12,6
Mått (l x b x h)	340 x 250 x 165 mm						



HillromTM

OM HILLROM

Hillrom är en global ledare inom medicinteknik vars 10 000 anställda har ett enda syfte: Att förbättra resultaten för patienter och vårdgivare genom att främja uppkopplade lösningar i vården. Runt om i världen berör våra innovationer över 7 miljoner patienter varje dag. De möjliggör tidigare diagnos och behandling, optimerar effektiviteten inom kirurgi och hjälper till att påskynda patienters återhämtning samtidigt som vårdkommunikation förenklas och vården förs närmare hemmet. Vi möjliggör dessa resultat tack vare uppkopplade smarta sängar, säkra förflyttningar av brukare och patienter, tekniker för bedömning och monitorering av patienter, samverkansverktyg för vårdpersonal, produkter för respiratorisk vård, avancerad utrustning för operationssalar samt mycket mer. Detta ger användbar realtidsinformation där vården utförs. Läs mer på hillrom.se.

Om du vill ha mer information, kontakta Hillrom kundtjänst på 020-78 10 30.

hillrom.se

TAKLYFTAR

Likorall[®]-taklyftar är mångsidiga lösningar som huvudsakligen används inom sjukvård, intensivvård och rehabilitering. Likorall-taklyftar är utformade och utvecklade för hela Hillroms utbud av fast installerade och fristående lyftsystäm.

Klass 1

Tillverkare: Liko AB, Nedre vägen 100, 975 92 Luleå, Sverige

De här produkterna är reglerade sjukvårdsprodukter som när det krävs enligt tillämplbara regler är CE-märkta. Hillrom rekommenderar att du noggrant läser de detaljerade anvisningar som ingår i de dokument som medföljer de medicintekniska produkterna för säker och korrekt användning. Vårdinrättningarnas personal är ansvarig för korrekt användning och underhåll av dessa medicintekniska produkter.

Hillrom förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande i design, specifikationer och modeller. Den enda garanti Hillrom ger är den uttryckliga skriftliga garantin som ges vid försäljning eller uthyrning av dess produkter.